 <b>POLE DE BIOLOGIE PATHOLOGIE GENETIQUE</b> <i>INSTITUT DE BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE</i> <i>Biochimie - Métabolisme Général, Hormonal et Maladies rares UF 9820</i>	<b>FICHE D'INSTRUCTIONS</b>  <b>PRELEVEMENT DE SANG EN VUE DU DOSAGE DES CORPS CETONIQUES ET/OU DES LACTATES PYRUVATES</b>	<b>PRA-FI-BMO-026</b>  <b>V : 11</b> <b>Applicable au : 13/09/2018</b>  <b>Page 1 sur 1</b>
<b>REDACTION</b> VANNIEUWENHUYSE EMILIE	<b>VERIFICATION</b> SOUTIF JORDAN	<b>APPROBATION</b> ZERIMECH FARID

## PRELEVEMENT DES TUBES LACTATE/PYRUVATE ET CORPS CETONIQUES

### MODE D'EMPLOI




#### MATERIEL A UTILISER :

**TUBE** contenant 1 ml d'ATCA 10% fourni par le laboratoire

Il est recommandé d'utiliser une **Pipette de transfert** disponible sur demande au laboratoire ou à **commander** (code GEF : 346626S)



#### PROCEDURE :



Mail pour commande de tubes : [labobioch.bicmauto@chru-lille.fr](mailto:labobioch.bicmauto@chru-lille.fr) du lundi au jeudi 8h-17h et vendredi 8h-12h.  
Préciser nom du service, adresse exacte, code UF, numéro de poste pour un envoi rapide et optimal ; nombre de tubes désirés et besoin en pipette de transfert.