



# NOUVEAU PACKAGING ET NOUVELLES ETIQUETTES DES FLACONS BACT/ALERT®



# NOUVELLES ETIQUETTES FLACONS BACT/ALERT



Exemple : avec un flacon aérobie (idem pour les flacons anaérobies)



Laisser libre cette zone = réglette servant à l'automate pour mesurer le volume de sang introduit

# NOUVELLE ETIQUETTE FLACONS FA PLUS



FLACONS AEROBIES

5mL 5mL 5mL 5mL 5mL 5mL 5mL 5mL 5mL 5mL

**BACT/ALERT® FA Plus** Aerobic **REF 410851** **30 mL**  
bioMérieux, Inc. Durham, NC 27712 USA

**FA PLUS**

**Etiquette patient**

#

048474-01 9314662 C

+15°C +30°C

IVD CE

(01) 03573026595739  
(17) 181130  
(10) 0001234567

ARNJ14L9

ARNJ14L9

www.biomerieux.com/techlib

93XX1234  
2YYYY-DD-MM  
0001234567

LOT

FILL

# NOUVELLE ETIQUETTE FLACONS FN PLUS



FLACONS ANAEROBIES

**BACT/ALERT® FN Plus** Anaerobic **REF 410852** 40 mL  
bioMérieux, Inc. Durham, NC 27712 USA

5mL 5mL 5mL 5mL 5mL 5mL 5mL 5mL 5mL 5mL

**Etiquette patient**

PRNJ14L9

(81)83573826595739  
(17)181138  
(18)8881234567

www.biomerieux.com/techlib

93XX1234  
2YYYY-DD-MM  
0001234567

LOT

048474-01 9314663 C

+15°C +30°C IVD CE

FILL

# NOUVELLE ETIQUETTE FLACONS PF PLUS



↓  
FLACONS PEDIATRIQUES

4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL 4mL

**BACT/ALERT® PF Plus**  
Aerobic Pediatric  
bioMérieux, Inc. Durham, NC 27712 USA  
REF 410853 30 mL

**Etiquette patient**

#

+15°C +30°C

IVD CE

048474-01 9314664 D

(01)83573826595739  
(17)181130  
(10)8881234567

www.biomerieux.com/techlib

93XX1234  
2YYYY-DD-MM  
0001234567

LOT



*Ponction unique  
40 à 60 ml de sang total  
(4 à 6 flacons bien remplis)*

Remplir le flacon  
**vert et orange**  
jusqu'au repère  
(trait blanc)



**10 ml par flacon**

V3