

recherche de CRYOGLOBULINE / CRYOFIBRINOGENE

(codes CIRUS: CRYO / CRYOFI)

PRELEVEMENT et acheminement à 37°C - fiche de traçabilité CHU LILLE

Partie réservée au service clinique

IDENTIFICATION DU PATIENT

NOM :


Prénom :

NOM MARITAL :

SEXE : ☐ H ☐ F

Date de Naissance :

Analyse à programmer, pour respecter la chaîne à 37°C (cf Fiche Mémo Cryoprotéines : disponible dans le catalogue des analyses du Centre de Biologie Pathologie)
Tel au 35588 pour réserver une valisette si nécessaire

**PRELEVEMENT (A remplir par le préleveur) :** patient à jeundu lundi au vendredi matin (jours ouvrés) **avant 15 heures****sur tubes de sang et aiguilles préchauffés à 37°C (au moins 15 minutes)**

cryoglobuline : 2 tubes secs de 7 mL bien remplis

*cryofibrinogène : 2 tubes citratés 5 mL bien remplis

DATE : 2 0 à : H mn

(1 et 2 et 3 cochés:

prélèvement conforme)

1 patient **à jeun** : ☐ OUI ☐ NON2 **TUBES** remplacés immédiatement à **37°C** : ☐ OUIdans la valisette / bloc chauffant : N° 3 **FICHE** remplie déposée avec les tubes : ☐ OUI☞ prévenir la régulation au **poste 35 588 à partir de 8 heure pour enlèvement**Visa du préleveur :

RECEPTION AU RTE (A remplir par le RTE) :

CONTRÔLE A LA RECEPTION : reçu à : horodater ci-dessous

Valisette à 37 ± 2 °C : ☐ OUI ☐ NONFiche reçue sans tube : ☐ (dans ce cas ne pas cocher la ligne au dessus)**ORIENTATION RAPIDE VERS l'UF8833 TOUJOURS A 37°C**UF 8833 Biochimie des protéines : complété par : visa : RECEPTION AU LABORATOIRE : le 2 0 à H min

Si nécessaire, compléter la non-conformité sur Molis pour le patient

CONTRÔLE A LA RECEPTION : T° affichée :

HORODATAGE RTE