


<div>  <p>POLE DE BIOLOGIE PATHOLOGIE GENETIQUE INSTITUT DE BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE Biochimie - Métabolisme Général, Hormonal et Maladies rares UF 9820</p> </div>	<div> <p>FICHE D'INSTRUCTIONS</p> <p>PRELEVEMENT DE SANG EN VUE DU DOSAGE DES CORPS CETONIQUES ET/OU DES LACTATES PYRUVATES</p> </div>	<div> <p>PRA-FI-BMO-026</p> <p>V : 13</p> <p>Applicable au : 29/04/2025</p> <p>Page 1 sur 1</p> </div>
---	--	---

<p>REDACTION</p>	<p>VERIFICATION</p>	<p>APPROBATION</p>
<p>VANNIEUWENHUYSE EMILIE</p>	<p>SOUTIF JORDAN</p>	<p>ZERIMECH FARID</p>

PRELEVEMENT DES TUBES LACTATE/PYRUVATE ET CORPS CETONIQUES MODE D'EMPLOI




MATERIEL A UTILISER :

TUBE contenant 1 ml d'ATCA 10% fourni par le laboratoire

Il est recommandé d'utiliser une **Pipette de transfert à commander**
(code GEF : 346627T)

Ou si peu de demandes (<20 tubes) à demander au labo.

PROCEDURE :



Mail pour commande de tubes : labobioch.bicmauto@chru-lille.fr du lundi au jeudi 8h-17h et vendredi 8h-12h.
Préciser nom du service, adresse exacte, code UF, numéro de poste pour un envoi rapide et optimal ; nombre de tubes désirés et besoin en pipette de transfert.

Téléphone labo : 34401