

## RECUEIL D'INFORMATIONS POUR LE DOSAGE DU CUIVRE ECHANGEABLE MALADIE DE WILSON

**Identification du patient (ou étiquette) :**

Nom : ..... Prénom : .....  
 Nom de naissance : .....  
 Date de naissance : ...../...../.....  F  M

**Médecin prescripteur :**

Nom : ..... Service : .....  
 Etablissement : .....  
 Date de la demande : ...../...../..... Signature :

**Renseignements cliniques :**

**Date et heure du prélèvement :** ...../...../..... à ..... : .....

**Motif de la demande :**  Suspicion de Maladie de Wilson  Suivi de Maladie de Wilson  Dépistage familial  
 Autre (préciser) .....

**Manifestations cliniques :**  Pré/pauci-symptomatique  Hépatique  Neurologique  Psychiatrique  
 Anneau de Kayser-Fleischer  Autre (préciser) .....








**Etat clinique :**  Stable  Amélioration  Dégradation

**Traitement :**  D-Pénicillamine (TROLOVOL®)  Trientine (CUFENCE®)  Trientine (CUPRIOR®)  
 Zinc (WILZIN®)  Aucun  Autre : .....

**Posologie :** .....mg/jour en .....prise(s)


**Autres renseignements :**


**Informations pour la réalisation des prélèvements destinés au dosage du cuivre échangeable :**


Cuivre échangeable + REC : Prélever 2 tubes secs (préconisé)    ou 2 tubes héparinés    (cocher les tubes utilisés)  
 Volume de sang minimum par tube : 3 mL  
Proscrire les tubes EDTA  et les tubes avec séparateur (gel ou barricor)   
Attention, les tubes spéciaux éléments traces  peuvent être secs, héparinés ou EDTA selon la référence

**Au laboratoire :**  
 Centrifuger, décanter, congeler -20°C rapidement (stabilité de 24h à température ambiante)  
Préciser la nature des tubes primaires (cocher les cases ci-dessus, ou les envoyer avec les aliquots)

**Autres prélèvements éventuellement associés :**

Céruloplasmine : Prélever 1 tube sec  supplémentaire

Zinc plasmatique : Prélever 1 tube éléments traces  supplémentaire

Cuivre/Zinc urinaire : Minimum 2 mL d'urine   
 Urines des 24h préconisées. Renseigner la diurèse : ..... L